

IUVENIS 2.0

RADIOFRECVENȚĂ UNIPOLARĂ DERMOCONTROLATĂ + BIPOLARĂ



UN ECHIPAMENT ESENȚIAL ÎN CABINA DUMNEAVOASTRĂ

 LASERLUZ

Remodelarea feței și a corpului
Reducerea săculețelor și cearcănelor
Remodelare și fermitate
Îmbunătățește microcirculația
Diminuează aspectul cojii de portocală

CE ESTE IUVENIS 2.0?

Radiofrecvența este un set de unde electromagnetice care, atunci când sunt aplicate pe un țesut, provoacă oscilații rapide în
In campurile elctromagnetice in acelasi timp

IUVENIS 2.0 este capabil sa lucreze la nivelul celor mai profunde straturi in modul sau unipolar, precum si sa trateze imperfecțiunile superficiale in modul bipolar, poziționându-se ca una dintre cele mai complete și eficiente radiofrecvențe ale pieței

 **IUVENIS 2.0**



MOD DE LUCRU

Radiofrecvența generează un câmp electric care se schimbă de la pozitiv la negativ și determină o mișcare oscilantă a moleculelor care generează căldură. Această creștere a temperaturii, care are loc din interior, va favoriza:

Formarea de colagen nou și tensarea celui existent

Întinerirea zonei tratate.

Creșterea microcirculației în zonă

Eliminarea zonelor de grăsime localizate.

Îmbunătățirea drenajului limfatic.



TRATAMENT ȘI PROTOCOL

IUVENIS 2.0 definește conturul, îmbunătățește culoarea și fermitatea pielii, ajută la eliminarea ridurilor și brazurilor, reduce gusa și lasă fața luminoasă și plină de viață. Din punct de vedere corporal, este capabil să minimizeze pielea coaja de portocală, vergeturi netede, să crească circulația în zonă și, în cele din urmă, să îmbunătățească calitatea și elasticitatea pielii.

La nivelul feței, se vor efectua 6-8 sesiuni, de la 20 la 40 de minute, pentru a obține o față proaspătă, fermă și fără riduri. Tratamentul asigură oxigenarea pielii și scade pungile și urechile, obținând efectul luminozității naturale

1. Începeți tratamentul prin îndepărtarea murdăriei din piele cu o loțiune de curățare

2. Uscați pielea și împrăștiati peste ea un gel transparent conductiv pentru a facilita alunecarea și protejarea pielii

3. Configurați parametrii echipajului în funcție de zona tratată. După care co-localizați placa de retur.

4. Alegeți capul potrivit și lucrați cu miscări circulare, încet și uniform repeti-damente până când ajungeți la temperatura de 40 de grade

5. Scoateți resturile de gel din piele, curățați-o și uscați pentru a aplica o mască calmantă timp de 15 minute.

6. La sfârșit, scoateți masca ca un burete umed și efectuați un masaj facial cu o cremă hidratantă

La nivel corporal, vor fi efectuate 8-10 sesiuni, de la 10 la 40 de minute, și vom obține un organism remodelat fără celulită. Radiofrecvența reafirmă picioarele, netezește vergeturile și îmbunătățește circulația zonei.

IUVENIS 2.0



CARACTERISTICI TEHNICE

Tip: unipolară dermocontrolată + bipolară | Frecvență de lucru: 1-10MHz
Putere maxima de ieșire: 260W | Diametrul spotului: 15mm x 2 /20mm x 2 /30mm x 2 /43mm
Ecran tactil de 5,7" cucului Putere maxima de consum: 2400W
Alimentare: 220V ± 10% - 50Hz - 10A | Greutate: 14Kg | Dimensiuni: 40x40x15cm

NORMATIVE CE

EN 60601-1-2:2007 | EN 60601-1:2006

LASERLUZ

Aparatologie estetică disponibil tuturor

Mariana Pop

Vezi mai multe detalii:
cosmetica-marianapop.ro

Telefon: 0748 614 077
Adresa: Baia Mare, Bd Independentei, Nr. 10
430123